



**FICHE DE TRANSMISSION DES PRELEVEMENTS POUR
LA RECHERCHE DE TRICHINE**

Laboratoire agréé réalisant l'analyse :

Laboratoire Départemental Vétérinaire et Alimentaire des Vosges – Tel : **03 29 38 21 40** – labo@vosges.fr

Parc Economique du Saut-le-Cerf – 48 rue de la Bazaine BP 1027 – 88050 EPINAL CEDEX 09

Horaires Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Nom du **préleveur** agréé par la Fédération : N° individuel : Signature :

DETENTEUR DE LA VENAISON (= chasseur ou premier détenteur)	RESULTATS à retourner par courrier à : <i>A remplir si différent du détenteur</i>
Nom, prénom :	Nom, prénom :
Adresse complète :	Adresse complète :
N° de Téléphone :	N° de Téléphone :
CONSERVATION DES PRELEVEMENTS	RESULTATS
<input type="checkbox"/> Entre +1 et +7°C <input type="checkbox"/> Autre (à préciser)	Communiqués par courrier à partir du mercredi, sous réserve que les analyses aient pu être effectuées en totalité le lundi.

Je soussigné,, certifie que la carcasse de sanglier pour laquelle je demande une recherche de Trichine, fait l'objet d'une consigne dans les conditions adéquates à l'adresse ci-dessus et que les viandes qui en sont issues ne seront distribuées qu'après avoir eu confirmation du résultat négatif de la recherche. En cas de résultat positif, je m'engage à prendre contact sans délai avec la DDCSPP et à prolonger la consigne de la carcasse.

Prise en charge de l'analyse par le demandeur (si analyse effectuée hors plage fixée par la Fédération)

A,

le

Signature :

→ Dépôt des prélèvements au plus tard chaque lundi avant 11h.

→ Chaque prélèvement doit peser au moins 100g et être constitué des Piliers du diaphragme (de préférence) ET/OU de la Langue.

→ Joindre la languette du bracelet.

→ Les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire aussitôt effectués ou conservés entre +1°C et +7°C en attendant le transport et transportés avec un accumulateur de froid. (1)

Partie réservée au LDVA88	
Date de réception	
Visa	

Commune d'origine du sanglier	N° de bracelet	Date de tir	Date de prélèvement	Nature du prélèvement*	Réf. Labo et Visa
				P / L	
				P / L	
				P / L	
				P / L	
				P / L	
				P / L	

*A entourer : P = Piliers du diaphragme ; L= Langue (à renseigner obligatoirement)

(1) : Dans des cas exceptionnels, les prélèvements peuvent être conservés à -18°C (au maximum 20 jours) et le cas échéant doivent être déposés au laboratoire pendant les horaires d'ouverture, toujours à l'état congelé, avant le vendredi.

Le laboratoire reste à votre disposition pour répondre à toute demande d'information complémentaire.

Partie réservée au LDVA88		
Etat des échantillons : <input type="checkbox"/> SATISFAISANT <input type="checkbox"/> NON SATISFAISANT	Visa.....	
Motif :		



Prélevez les deux piliers entiers. S'il n'y a pas 100g de muscle, prélevez la langue.